

# Пальцевой датчик SibUS-In®

## прорывное устройство и метод для инъекций под УЗИ-контролем

Одри Мелен, Диала Хайкал, Жауэд Дибун, Юг Картье, Себастьян Гарсон, Питер Велтхейс, Леони Шелке, Маурисио Серон, Бенджамин Ашер

### Интеграция ультразвука в ежедневную эстетическую практику: больше не роскошь


Рост количества процедур с дермальными филлерами привёл к увеличению осложнений - от сосудистых окклюзий до долгосрочных нежелательных эффектов, что подчёркивает срочную необходимость применения УЗИ в эстетической медицине. Эта технология даёт анатомическую визуализацию в реальном времени для более безопасных и точных процедур, а также лучшего ведения осложнений.

### Актуальные сложности инъекций под УЗИ-контролем

Хотя традиционные УЗИ-аппараты становятся важным инструментом в эстетической медицине для навигации инъекций, специалисты сталкиваются с эргономическими и операционными ограничениями: громоздкостью, зависимостью от одной руки и ограниченной адаптацией к контурам лица.

### Решение: пальцевой датчик SIBUS-In

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эргономичное устройство | Изогнутый датчик, выровненный с указательным пальцем                                       |
| Режимы визуализации     | Серошкальный В-режим и доплер                                                              |
| Анатомическая навигация | Оптимально для изогнутых и сложных зон                                                     |
| Эргономика              | Работа двумя руками позволяет выполнять инъекцию в стандартной необходимой точке введения. |
| Рабочий процесс         | Непрерывный                                                                                |
| Нанесение геля          | Минимальное                                                                                |
| Усталость пользователя  | Минимальная                                                                                |
| Длительность процедуры  | Сокращена (по сравнению с обычным УЗИ-аппаратом)                                           |



**SIBUS-IN**  
SAFE INJECTION BY ULTRASOUND






### Примеры практического применения в частых сложных зонах

ГК: височная зона

ГК: периоральная зона

ГК: нижняя челюсть/подбородок

Токсин: глabella



contact@sibusin.com или звоните +33 6 95 61 07 31