



SIBUS-IN[®]

SAFE INJECTION BY ULTRASOUND

Визуализация скрытого - под контролем вашего пальца

БРОШЮРА

Содержание

03

Введение

04

Характеристики устройства:
преимущества пальцевого
датчика

05

Характеристики устройства:
погружение в передовую систему

06

Академия SibUS-in®:
комплексная поддержка
на каждом этапе

07

Клинические примеры:
реальное применение SibUS-In®

08

Контакты

Пальцевой датчик SibUS-In®

Ответ на потребности инъекционной практики



Ультразвуковая навигация меняет эстетическую медицину, помогая врачам предотвращать осложнения и управлять ими. Даже опытные специалисты по инъекциям сталкиваются с рисками. Визуализация в реальном времени добавляет критически важный уровень безопасности.


SibUS-In® сертифицирован FDA и CE, разработан Dr. Benjamin Ascher и международным советом экспертов. Легкая система легко интегрируется в ежедневную практику и помогает проводить процедуры уверенно и эффективно.

Актуальные вызовы практики

По мере роста спроса на эстетические инъекции повышается и риск воспалительных и сосудистых осложнений. Ультразвук способен повысить безопасность, однако современные ручные устройства остаются громоздкими и неудобными.




SibUS-In® революционизирует инъекционные процедуры: врач может работать двумя руками и одновременно контролировать ультразвуковое изображение в реальном времени. Инновационный датчик помещается под перчатку, обеспечивая безопасный и эффективный рабочий процесс. Поддержка продолжается после покупки благодаря Академии SibUS-In®: практическое обучение и материалы сопровождают вас от первого использования до первого пациента.



Преимущества пальцевого датчика

SibUS-In® - новый уровень точности и контроля



Комфортное использование

Легко помещается под перчатку, сохраняя естественное тактильное ощущение и позволяя постоянно использовать его в медицинских и хирургических процедурах.



Работа двумя руками

Позволяет естественно располагать руки: удерживать иглу, пальпировать зоны инъекций и легко собирать дерму в складку.



Улучшенная маневренность и контроль

Плавно выдвигается и убирается для тонких движений, обеспечивая точные инъекции в сложных анатомических зонах.



Легкий и эргономичный

Вес всего 15 г: без громоздкого оборудования и с большей мобильностью. Легко фиксируется на кончике пальца независимо от маникюра.



Меньший дискомфорт пациента

Минимальная площадь поверхности датчика обеспечивает пациенту более комфортные ощущения.



Стерильность и простой уход

Помещается под стерильную перчатку для барьерной защиты. После использования достаточно протереть поверхность - полная стерилизация не требуется. Гель входит в комплект устройства.

Погружение в передовую систему

SibUS-In® - расширенная визуализация, непревзойденная точность

ДОСТУПНО В ДВУХ ВАРИАНТАХ



ТЕЛЕЖКА
Ref. CU0003



СТОЙКА
Ref. CU0001

Эргономичный датчик

Частота: 7-18 МГц
Глубина сканирования: 10-60 мм

Большой адаптируемый сенсорный экран

Поворотный 23,8-дюймовый сенсорный экран с регулировкой по высоте обеспечивает мгновенное управление и интуитивно понятный интерфейс.

Высокоточное изображение

Автоматическая оптимизация формирует четкие, детализированные изображения с широким динамическим диапазоном.

Несколько режимов визуализации

В-режим в оттенках серого, цветовой доплер (CFM), импульсно-волновой доплер (PWD), энергетический доплер (PDI), направленный энергетический доплер (DPDI) и другие режимы для точной анатомической оценки в зависимости от ваших задач.

Визуализация в реальном времени

Высокоскоростное сканирование и бесшовная передача ультразвукового изображения обеспечивают визуализацию в реальном времени без потери качества.

Встроенные процедурные пресеты и возможности настройки

Предустановленные протоколы охватывают все зоны лица и тела, поэтому SibUS-In® готов к инъекциям в эстетической и пластической хирургии. Пользователь также может адаптировать настройки под конкретные клинические задачи.

Комплексные пакеты измерений и расчетов

Встроенные инструменты повышают диагностическую точность в различных медицинских специальностях.

Непрерывная работа

Проводная конструкция обеспечивает стабильное использование и высокую обработку сигнала для нескольких пациентов или длительных процедур.

Запись и сохранение

Сохраняйте изображения и видео для хранения или передачи.

AI-тренинг SibUS-In®

Новый подход к обучению ультразвуку: отображение слоев, иглы и инородных объектов в реальном времени с цветовой кодировкой.


Комплексная поддержка на каждом этапе

Академия SibUS-In® - путь от покупки до заботы о пациенте

AI-тренер SibUS-In®

Новинка

Встроенное ПО AI-тренера: новый подход к обучению ультразвуку



Объединяя реальные клинические ультразвуковые данные с AI-навигацией, система обучает пользователей распознавать анатомические структуры, понимать глубину и позиционирование инъекции и отрабатывать координацию рук и глаз в безопасной симуляционной среде.

Практический класс SibUS-In®

Практическое обучение и клиническая отработка


Каждая покупка SibUS-In® включает бесплатный VIP Hands-On Class - однодневное обучение «все включено». Программа под руководством экспертов помогает освоить ультразвуково-навигационные инъекции и раскрыть потенциал системы, давая навыки и уверенность для бесшовной интеграции ультразвука в вашу практику.

С SibUS-In® вы инвестируете не просто в технологию. Вы получаете сопровождаемое обучение, созданное для поддержки вашего успеха с первого дня.



Премиальная академия SibUS-In®

Онлайн-ресурсы: лекции, демонстрации, атлас и многое другое - всегда под рукой.




Владельцы SibUS-In® становятся участниками премиальной академии SibUS-In® - эксклюзивной платформы для непрерывного обучения и инноваций. Участники получают доступ к онлайн-ресурсам, созданным экспертами: клиническим видеолекциям и демонстрациям, вебинарам и атласу, чтобы максимально раскрыть потенциал устройства.


Реальное применение SibUS-In®

Картирование лица

ЛОБ



СКУЛА



ПЕРИОРАЛЬНО



Фото предоставлены Dr. Kyu Ho Yi

Инъекции под контролем ультразвука

ИНЪЕКЦИЯ В МЫШЦУ
ГЛАБЕЛЛЫ



Фото: Dr. Peter Velthuis

НАЗОЛАБИАЛЬНАЯ
ИНЪЕКЦИЯ



Фото: Dr. Mauricio Ceron

ИНЪЕКЦИЯ ФИЛЛЕРА
В ПЕРИОРАЛЬНУЮ ЗОНУ



Хирургическое применение

ИМПЛАНТ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ



ИНЪЕКЦИЯ
ЖИРА



ЛИПОФИЛИНГ




Фото предоставлены Dr. Sebastien Garson